

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penyimpanan sampel selama 15 hari pada suhu  $-20^{\circ}\text{C}$  tidak memberikan pengaruh pada hasil pemeriksaan HbsAg.

#### **5.2 Saran**

1. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang pemeriksaan HBsAg dengan menggunakan metode *Immunochromatography* dan ELISA secara bersamaan selama 15 hari dengan suhu  $-20^{\circ}\text{C}$  untuk mengukur pengaruh nilai absorpsi terhadap perbedaan visual/tampilan hasil uji strip
2. Untuk Analisis kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan HBsAg, sampel dapat disimpan samapi 15 hari disuhu  $-20^{\circ}\text{C}$ .